

# Innanhýsis kanningarúrslit

Mikrobiologisk kanning

**Stað:** Villingadalur

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	< 1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	< 1/100 ml

**Stað:** Havnardalur

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml

**Stað:** Vegurin Langi

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml

**Stað:** Kaldbak á Gørðum

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml

**Stað:** Kollafjørður á Langasandi

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml

**Stað:** Argir undir Kongavarða

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml

**Stað:** Vestara kai

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml

**Stað:** Skálatrøð

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml

**Stað:** Kirkjubøur

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml

**Stað:** Velbastaður úti á Heyggi

**Sýnið tikið:** 16.04.2020

**Sýnislag:** Drekkivatn

Lýsing	Greining/Kanningarháttur	Úrslit
Koliformar bakteríur	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml
<i>e.coli</i>	Colilert-18, 35°C	<1/100 ml